

****LÁBSZÁR MASSZÍROZÓ****

****SZÁM: 24423****

****HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ****

Tisztelt Vásárló, köszönjük, hogy termékünket választotta!

A termék használata előtt kérjük, olvassa el az alábbi útmutatót a helyes használat érdekében. Kérjük, őrizze meg ezt az útmutatót a jövőre nézve és tartsa be az utasításokat, mivel azok be nem tartása veszélyeztetheti az életet vagy az egészséget.

****1. RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT****

A lábszár masszírozó gyengéd levegőáramlással működik, amely finoman nyomást gyakorol és ellazítja az izmokat. Ez pozitív hatással van a masszírozott területek stimulálására és relaxációjára. Kiváló megoldás mind az aktív sportolók számára intenzív edzések után, mind azoknak, akik a legtöbb időt ülő helyzetben töltik. Az eszköz használatával a lábak könnyebbek, ellazultabbak lesznek és készen állnak a napi új kihívásokra.

A masszírozó rendszeres használata hatékonyan csökkenti a duzzanatot, ellazítja a lábizmokat és enyhíti az izomfájdalmakat és merevséget. Ezáltal növeli az élet kényelmét és javítja az általános közérzetet. Hatékonyan támogatja a test regenerálódását sérülések és intenzív edzések után a vérkeringés serkentésével és az anyagcsere folyamatok felgyorsításával. Ez elősegíti a szövetek gyorsabb gyógyulását és a természetes testi regenerációt. Elengedhetetlen támogatás sportolók, rehabilitáció alatt álló személyek és aktív életmódot folytatók számára.

Hatékonyan enyhíti a "nehéz lábak" tüneteit, amelyek gyakran jelentkeznek intenzív fizikai megterhelés után. Csökkenti a fáradtságot, visszaadva a lábak könnyedségét. A beépített fűtési funkció finoman felmelegíti a testet, mély relaxációs állapotba hozva, maximalizálva a masszírozó többi funkciójának hatékonyságát.

A készülék 3 működési móddal rendelkezik, 3 fokozatú intenzitással a gyengébb vagy erősebb masszázs igényének megfelelően. A szabályozható tépőzáraknak köszönhetően szabadon igazítható az egyéni igényekhez és preferenciákhoz.

****2. AZ ESZKÖZ HASZNÁLATA:****

- Relaxáció
- Izomfáradtság
- Duzzanatok csökkentése
- Regeneráció támogatása sérülések és edzések után
- Sérülés utáni fájdalmak enyhítése
- Fáradtság és "nehéz lábak" érzés csökkentése

****3. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ****

- 3 fokozatú intenzitás

- 3 fokozatú fűtési szabályozás
- 6 fokozatú masszázssebesség
- 15 perc működés után kikapcsol
- Tápellátás: akkumulátoros
- USB-C típusú kábellel tölthető
- Teljesítmény: 7,5W
- Otthoni használatra
- Általános méretek: 57 cm x 31 cm

****4. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS****

- A megfelelő és rendszeres tisztítás biztosítja a biztonságos használatot és meghosszabbítja az eszköz élettartamát
- Figyelem! Tisztítás és karbantartás előtt kapcsolja ki az eszközt, húzza ki a hálózati áramforrásból és hagyja kihűlni, hogy elkerülje az áramütést és az égési sérüléseket
- Az eszközt száraz ruhával törölje le
- Ne használjon maró vagy dörzsölő tisztítószeret
- Soha ne merítse az eszközt vízbe vagy más folyadékba

****5. BIZTONSÁGOS HASZNÁLATI ELŐÍRÁSOK****

- Ne használja az eszközt víz közelében, fürdőkád, medence, zuhanyzó, mosdókagyló vagy más víztározó fölött
- Használat előtt olvassa el az egész útmutatót
- Ne hagyja az eszközt felügyelet nélkül bekapcsolva
- Csak az útmutatóban leírtak szerint használja az eszközt
- Ne érintse meg az elektromos eszközt, ha vízbe esett vagy elázott. Azonnal húzza ki a hálózati áramforrásból
- Figyelem! Tisztítás vagy karbantartás közben ne merítse az eszköz elektromos részeit vízbe vagy más folyadékba. Soha ne merítse az eszközt vízbe
- Ne érintse meg a kábelt vagy az eszközt nedves kézzel
- Kerülje a kapcsolatot tűzzel, nedvességgel és tartsa az eszközt gyermekektől távol
- Ne próbálja meg az eszköz burkolatát felnyitni vagy bármely részét szétszerelni

A helytelen akkumulátor/elem ártalmatlanítás veszélyezteti a környezetet!

Az akkumulátorokat/elemeket ne dobja háztartási hulladék közé. Ezek káros nehézfémeket tartalmazhatnak és különleges hulladékként kell kezelni őket. A nehézfémek kémiai szimbólumai: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom. Ezért az elhasznált akkumulátorokat/elemeket a veszélyes hulladékok gyűjtőhelyére kell leadni. A beépített akkumulátor nem bontható szét az ártalmatlanítás céljából. A terméket egészben kell leadni az elektronikai hulladék gyűjtőhelyén.